

# IKA

designed for scientists



## C-MAG HP 7

/// Bảng dữ liệu

Bếp gia nhiệt với bề mặt gia nhiệt bằng ceramic có tính kháng hóa chất tuyệt vời.

- Mạch an toàn cố định 550 ° C
- Chỉ thị bề mặt gia nhiệt >> cảnh báo bề mặt nóng để ngăn ngừa bỏng!
- Cài đặt nhiệt độ chính xác qua màn hình hiển thị LED
- Lớp cách nhiệt theo tiêu chuẩn DIN 12878 để kết nối nhiệt kế tiếp xúc, ví dụ ETS-D5, cho phép kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác
- Hiển thị mã lỗi kỹ thuật số
- Bảng điều khiển được nâng cao giúp bảo vệ trước sự cố tràn chất lỏng

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Tùy thuộc vào những thay đổi về mặt kỹ thuật





designed for scientists

### Dữ liệu kỹ thuật

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Số vị trí gia nhiệt                     | 1               |
| Công suất gia nhiệt [W]                 | 1000            |
| Phạm vi gia nhiệt [°C]                  | 50 - 500        |
| Kiểm soát nhiệt                         | Núm xoay        |
| Kết nối đầu đo nhiệt độ ngoài           | ETS-D5          |
| Thể tích tối đa [l]                     | 10              |
| Tốc độ gia nhiệt đĩa gia nhiệt [K/min]  | 5               |
| Vật liệu đĩa gia nhiệt                  | gốm             |
| Kích thước đĩa gia nhiệt [mm]           | 180 x 180       |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) [mm]      | 220 x 105 x 330 |
| Khối lượng [kg]                         | 5               |
| Nhiệt độ môi trường cho phép [°C]       | 5 - 40          |
| Độ ẩm tương đối cho phép [%]            | 80              |
| Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 | IP 21           |
| Điện áp [V]                             | 230             |
| Tần số [Hz]                             | 50/60           |
| Công suất vào [W]                       | 1005            |